

※本製品の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読み下さい。  
※本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

■中村ブレイスの切断端末部保護クッション

## ゲルマット 取扱説明書

### お取扱上でのご注意

- 皮膚に影響の少ないシリコーンゴムを使用していますが、まれに皮膚炎を起こされる場合があります。その場合はすぐに使用を中止し、医師または義肢装具士にご相談下さい。
- 柔軟性の非常に高いシリコーンゴムで作られています。無理に引っ張ったり、爪や指輪、刃物など鋭利なものがあたらないように注意して下さい。破損の原因となります。
- 激しい運動に使用されますと破損する恐れがあります。

### お手入れ方法

- ゲルマットは直接、断端末に装着していただくものです。常に清潔にしてご使用下さい。
- ご使用後は必ず中性洗剤でなで洗いをし、柔らかいタオルで水分を拭き取って下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

■中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018 2013 11